

El programa completo de GUNT para las operaciones básicas del tratamiento de aguas

Desarrollado por expertos – para altas exigencias

PROCESOS MECÁNICOS

HM 142	Separación en Tanques de Sedimentación
CE 579	Filtración de Lecho Profundo
CE 587	Flotación por Aire Disuelto

CE 587



PROCESOS FÍSICO / QUÍMICOS

CE 583	Adsorción
CE 530	Ósmosis Inversa
CE 300	Intercambio Iónico
CE 586	Precipitación y Floculación
CE 584	Oxidación Avanzada

CE 586



PROCESOS BIOLÓGICOS

CE 701	Proceso de Biopelícula
CE 705	Proceso de Lodos Activados
CE 702	Tratamiento Anaerobio de Aguas



CE 583

OPERACIONES BÁSICAS COMBINADAS

CE 581	Tratamiento de Aguas: Planta 1
CE 582	Tratamiento de Aguas: Planta 2

CE 705 PROCESO DE LODOS ACTIVADOS

ENERGY & ENVIRONMENT



La estación depuradora de aguas residuales a escala de laboratorio: Teoría y práctica de proceso de lodos activados

*Tratamiento de
aguas biológico*

*Nitrificación
Desnitrificación*

Proceso continuo

Práctico

UN SISTEMA DE LABORATORIO PARA EDUCACIÓN Y INVESTIGACIÓN

PLANIFICACIÓN Y ASESORAMIENTO · SERVICIO TÉCNICO · PUESTA EN SERVICIO Y FORMACIÓN



G.U.N.T. Gerätebau GmbH
Hanskampring 15-17
D-22885 Barsbüttel · ALEMANIA

Tel: +49 40 67 08 54 - 0
Fax: +49 40 67 08 54 - 42

Internet: www.gunt.de
correo electrónico: sales@gunt.de



Estación Depuradora de Aguas Residuales

Con el CE 705 se puede estudiar el proceso biológico más importante de forma ilustrativa, el proceso de lodos activados. El principal campo de aplicación de este proceso es la depuración de aguas residuales urbanas en estaciones depuradoras de aguas residuales. Para los futuros ingenieros y el personal especializado en el área del tratamiento del agua, el conocimiento de este proceso es imprescindible.



Reja



Desarenador

En una estación depuradora de aguas residuales, las aguas residuales se tratan para poder descargarlas a un curso de agua. El proceso de depuración se compone básicamente de las siguientes secciones:

- :: Depuración mecánica
- :: Depuración biológica

Depuración mecánica

Inicialmente, se eliminan los sólidos en suspensión mediante procesos mecánicos. Primero se separan los materiales gruesos, como trozos de madera, bolsas de plástico y objetos textiles, por cribado con una reja. A continuación, el agua pasa a un desarenador. En este tanque se sedimentan los sólidos minerales como arena y grava. La velocidad de sedimentación de los sólidos orgánicos es significativamente menor que la de la arena. Por esta razón, para separar la materia orgánica es necesario un segundo tanque de sedimentación con velocidades de flujo menores. Esta etapa del proceso se conoce como decantación primaria.



Tanque de aireación




Decantador secundario


Depuración biológica

Las sustancias orgánicas biodegradables disueltas (substrato) en agua residual suministran un fuente de alimento a los microorganismos. De este modo el agua residual se depura biológicamente. Los microorganismos se encuentran en suspensión en las aguas residuales y reciben el nombre de lodos activados. La degradación biológica del substrato tiene lugar en el tanque de aireación. La aireación del agua residual suministra oxígeno a los microorganismos aerobios.

Los lodos activados se separan del agua depurada por sedimentación en un decantador secundario. Una parte de los lodos activados vuelven al tanque de aireación (lodo de retorno). La parte no recirculada (lodo en exceso) es un residuo del proceso.



Concepción



Esquema de proceso de CE 705:

1 ácido y álcali, 2 agua residual, 3 agua de calefacción, 4 agua depurada, 5 decantador secundario, 6 tanque de aireación, 7 recirculación interno para la desnitrificación previa, 8 lodo de retorno

Sensores:

F caudal, L nivel, Q_1 pH, Q_2 concentración de oxígeno, T temperature

Características

- :: Estación depuradora de aguas residuales a escala de laboratorio
- :: Proceso continuo y práctico
- :: Tanque de aireación con zona anóxica para la desnitrificación previa
- :: Unidad de alimentación con depósito de agua residual grande
- :: Numerosas funciones técnica de medición y regulación
- :: Software LabVIEW con funciones de control y adquisición de datos




El CE 705 es parte de programa de productos
2E-ENERGY & ENVIRONMENT.
Bajo www.gunt2e.de usted recibirá mayor
información sobre este producto.

NOTA

Para recibir datos técnicos exactos, visite nuestra página web www.gunt.de y carga la ficha técnica de CE 705, por favor.

Extenso contenido didáctico

- :: Principio básico del proceso de lodos activados
- :: Modo de funcionamiento de los procesos de nitrificación y desnitrificación previa
- :: Establecimiento de un estado de funcionamiento estable con nitrificación y desnitrificación
- :: Reconocer las siguientes magnitudes influyentes:
 - :: edad del lodo
 - :: carga volumétrica
 - :: carga másica
 - :: relación de reflujo del lodo de retorno
 - :: relación de reflujo del recirculación interno
- :: Rendimiento del proceso de desnitrificación previa
- :: Influencia de las siguientes condiciones ambientales del degradación biológica:
 - :: pH
 - :: temperatura
 - :: concentración de oxígeno



Principio básico de la desnitrificación previa

- 1 zona anóxica (desnitrificación)
- 2 zona aerobia (nitrificación)



Los módulos de control de procesos de GUNT son ideales para el trabajo en grupos de los estudiantes así como para la aplicación de métodos de trabajo orientados a proyectos.


Composición del Equipo

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN



Unidad de alimentación independiente con depósito de agua residual grande y dos vigoroso mecanismos de agitación

BANCO DE ENSAYOS




Tanque de aireación con una zona aerobia (2) y una zona anóxica para la desnitrificación previa (1)

Decantador secundario para separar el lodo activado



Técnica de Medición y Regulación

PARÁMETRO		REGISTRO	REGULACIÓN
1	caudal	agua residual	✓
2		airación	✓
3	concentración de	tanque de airación (zona anóxica)	✓
4	oxígeno	tanque de airación (zona aerobia)	✓
5	pH	agua residual	✓
6	temperatura	tanque de airación (zona aerobia)	✓



1 2 CAUDAL

3 CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO

La concentración de oxígeno en la zona de desnitrificación anóxica se registra y se muestra digitalmente.

SENSORES	REGULADORES	ACTUADORES
<div>4</div> <p>Sensor de oxígeno</p>	<p>Regulador industrial digital</p>	<p>Vigoro compresor</p>
<div>5</div> <p>Sensor de pH</p>	<p>Regulador industrial digital</p>	<p>Bombas dosificadoras profesionales</p>
<div>6</div> <p>Sensor de temperatura</p>	<p>Regulador industrial digital</p>	<p>Válvulas electromagnéticas en el circuito de agua de calefacción</p>

Mando y Software

ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN


- Elementos de manejo de todos los componentes principales:
 - bombas
 - mecanismos de agitación
 - compresor
- Disposición clara de los elementos de manejo
- Potenciometro para ajustar:
 - caudales de las bombas
 - número de revoluciones de mecanismos de agitación
- Regulador digital de circuitos de control
- Indicación digital de los valores de medición
- Transmisors para los sensores

Un esquema de proceso, claro y de gran tamaño, en el armario de distribución, permite una identificación sencilla de todos los componentes.


SOFTWARE Y ADQUISICIÓN DE DATOS

Software LabVIEW

- Software moderno para el indicación de los estados operativos y adquisición de datos
- Control de los circuitos de control
- Memorización de los valores de medición registrados
- Representación de curvas del tiempo
- Control visual con cámara web en el PC
- Selección de idiomas



Esquema de proceso para el indicación de los estados operativos



Representación de los valores de medición registrados para curvas del tiempo

Porsupuesto en quatro idiomas, como ya es conocido en GUNT.

Control visual con cámara web en el PC

El Material Didáctico

INSTRUCCIONES DE ENSAYO

Hemos desarrollado para el sistema didáctico CE 705 un completo material didáctico que le facilitará en gran medida la introducción al sistema y a la preparación de las clases y los ejercicios de laboratorio.

Las instrucciones de ensayos se componen de:

- Descripción completa del equipo
- Instrucciones de operación detallada
- Descripción detallada del montaje y de la función de los componentes utilizados.
- Fundamentos del proceso de lodos activados
- Descripción de ensayos completa
- Hojas de trabajo para los ensayos



Porsupuesto en quatro idiomas, como ya es conocido en GUNT.





Materialies impresos en papel, reunidos en un archivador, y además como archivos PDF en un CD. **Usted puede ver una muestra de las instrucciones de ensayos en nuestra página web www.gunt2e.de.**



Actualizaciones

Si aparecen novedades o complementos para el sistema CE 705 – especialmente en lo que concierne al material didáctico y al software – GUNT le informará, como cliente.

PRESENTACIÓN



La introducción completa al tema:

- Fundamentos de tratamiento biológico de aguas residuales y de proceso de lodos activados
- Composición y concepción de CE 705
- Ilustrativa

La presentación forma parte del material didáctico.

VÍDEO



De igual forma se dispone de un vídeo como material didáctico. El vídeo muestra todos los aspectos importantes que son requeridos para la preparación y realización de los ensayos.

El vídeo permite comprender la temática de forma sencilla y práctica. Por supuesto que este vídeo esta disponible en nuestra página web de 2E www.gunt2e.de.



Puesta en Funcionamiento y Entrenamiento



Un empleado de GUNT explica el principio básico del proceso de lodos activados.

La puesta en servicio y la formación corren a cargo de personal competente de GUNT. Además de probar los productos suministrados, se instruye al cliente en el manejo de los aparatos. Las posibilidades del sistema se demuestran con detalle. Esto permite integrar rápidamente el sistema de formación en las clases.

Si desea servicios de instalación o entrenamiento: estamos gustosamente a su disposición.




Dentro del marco de una capacitación se tomarán lodos activados de una estación depuradora de aguas residuales.


Muchos clientes de Alemania y el extranjero trabajan ya con éxito con nuestro sistema de formación CE 705.

Ejemplos:

- ∴ Escuela de formación profesional de Stockerau (Austria)
- ∴ Universidad de Karlsruhe (Alemania)
- ∴ Universidad de Deggendorf (Alemania)
- ∴ Universidad de Ratisbona (Alemania)
- ∴ Centro de formación de Agip kco (Kazakhstan)
- ∴ Universidad técnica de Monterrey (México)



En una capacitación se demostrará la operación del CE 705 bajo condiciones reales utilizando lodos activados.



Universidad de Deggendorf



Capacitación moderna y orientada a la práctica – apoyada por medio de equipos GUNT de alta calidad.



Un empleado de GUNT explica la operación del CE 705 a la Sra. Prof. Dr.-Ing. Deininger de la Universidad de Deggendorf.